

АНИОСПРЕЙ КВИК - дезинфекция поверхностей и изделий медицинского назначения за 30 секунд.

(По материалам, предоставленным «Laboratoires ANIOS» (Франция))

Дезинфекция поверхностей и изделий медицинского назначения (ИМН) в стоматологическом кабинете играет роль барьера по отношению к возможным инфекциям. Во избежание перекрестного инфицирования после приема каждого пациента необходимо осуществлять быструю дезинфекцию всех поверхностей, с которыми возникал контакт врача, ассистента врача или пациента в процессе лечения. При этом дезинфекционное средство должно обладать широким спектром антимикробного действия.

Специфика работы в стоматологическом кабинете – частая смена пациентов – требует использования дезинфектантов с коротким временем экспозиции. Одной из характеристик быстродействующих дезинфектантов должно быть также короткое время высыхания.

Фирма «Laboratoires ANIOS» (Франция) учла многочисленные пожелания стоматологов разных стран и разработала спиртовое средство для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей и изделий медицинского назначения для стоматологической практики. Продукт максимально соответствует всем требованиям, предъявляемым стоматологами к средствам для быстрой дезинфекции:

- широкий спектр микробиологической активности;
- короткое время экспозиции;
- отсутствие повреждающего действия на объекты;
- безопасность для людей, то есть отсутствие токсического или другого нежелательного побочного воздействия;
- сохранение эффективности при наличии органических и неорганических загрязнений;
- отсутствие раздражающего запаха;
- экономичность;
- удобство применения.

АНИОСПРЕЙ КВИК (ANIOSPRAY QUICK).

Быстродействующее дезинфекционное средство АНИОСПРЕЙ КВИК производства «Laboratoires ANIOS» (Франция) предназначено для обработки поверхностей и изделий медицинского назначения.

Основные характеристики

- готовое к применению средство на основе спирта;

- не содержит альдегидов, фенола и хлора;
- быстрая дезинфекция за 30 с;
- широкий спектр микробиологической активности;
- средство протестировано по Европейским стандартам;
- согласно Европейским директивам 1999/45/ЕС и 67/548/ЕЭС средство безопасно для здоровья людей и окружающей среды;
- хорошо смачивает поверхности;
- высыхает не оставляя разводов, следов и липкой пленки;
- обладает отличными моющими свойствами;
- не фиксирует белковые и другие органические и неорганические загрязнения;
- не требует удаления остатков средства водой по окончании обработки;
- не вызывает коррозии изделий из металлов;
- прозрачный бесцветный раствор с легким приятным запахом;
- экономично.

Состав

Действующие вещества: этанол – 55%; N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил) аммония пропионат – 0.11%;
вспомогательные вещества: 2-пропанол, ароматизатор, вода.

Назначение средства

АНИОСПРЕЙ КВИК предназначен для быстрой дезинфекции ИМН и медицинского инвентаря, а также всех нечувствительных к спиртам поверхностей в больницах и во врачебной практике:

- в стоматологии (в том числе дезинфекция инструментария, включая эндодонтический и ротационный, прямые и угловые стоматологические наконечники, оттисковые материалы и т.п.);
- в областях, подверженных опасности заражения гепатитом В и СПИДом, туберкулезом, как например, в функциональных и стационарных отделениях больниц, в отделениях диализа, при интенсивной терапии, в медицинских лабораториях и т.д.;
- в областях, где требуется быстрое воздействие и быстрое высыхание;
- для труднодоступных и небольших по размерам поверхностей и предметов.

Микробиология

Средство АНИОСПРЕЙ КВИК обладает:

бактерицидными свойствами	в т.ч. по отношению к <i>MRSA</i> */ <i>EHEC</i> ** , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> и др. Аттестовано согласно Европейским стандартам EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561.
туберкулоцидными свойствами	в т.ч. по отношению к <i>Mycobacterium terrae</i> . Аттестовано согласно Европейским стандартам EN 14348, EN 14563.
вирулицидными свойствами	в т.ч. по отношению к вирусным гепатитам В и С***, ВИЧ, вирусу герпеса тип 1, свиного гриппа H1N1, SARS-CoV, рота-, адено-, вакцинавирусам и др. Аттестовано согласно Европейскому стандарту EN 14476 +A1 и стандарту Франции NF T 72-180.
фунгицидными свойствами	в т.ч. по отношению к <i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i> и др. Аттестовано согласно Европейским стандартам EN 1275, EN 13624, EN 14562.

* MRSA – мультирезистентный золотистый стафилококк;

** EHEC – энтерогеморрагическая кишечная палочка (*Escherichia coli*);

*** суррогатный вирус гепатита С - BVDV (вирус вирусной диареи крупного рогатого скота).

Сертификация

Свидетельство о Государственной регистрации дезинфекционного средства в Украине №001019 от 21.01.2011 г.

Применение

В Украине препарат АНИОСПРЕЙ КВИК применяется в соответствии с «Методичними вказівками щодо застосування засобу АНИОСПРЕЙ КВИК (ANIOSPRAY QUICK) з метою дезінфекції», утвержденных МЗ Украины (№4-2011 от 21.01.2011 г.).

Дозировка

Используется без разведения. Эффективен при полностью смоченной поверхности.

Возбудители	Экспозиция
Бактерии (включая MRSA/EHEC, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, энтерококк и др.)	30 с
Возбудители туберкулеза	30 с
Вирусы (включая вирусы гепатитов В и С, ВИЧ, герпеса тип 1, свиного гриппа H1N1, SARS-CoV, рота-, адено-, вакцинавирусы и др.)	30 с
Грибы (включая кандиду, трихофитон и др.)	30 с

Время экспозиции при *Aspergillus niger* – 5 минут.

Особенности применения

Салфетку пропитывают достаточным количеством средства АНИОСПРЕЙ КВИК и протирают ИМН либо небольшие поверхности. Поверхности значительной площади обрабатывают методом орошения с последующим протиранием. При этом достигается максимальный дезинфицирующий эффект.

Электрические приборы перед обработкой следует выключить.

Для равномерного распыления используют распылительную насадку на флакон 1 л.

Количество препарата, которое наносится на поверхность, не должно превышать 50 мл/м² поверхности, которая обрабатывается (в среднем 30-40 мл/м²).

Совместимость с материалами

АНИОСПРЕЙ КВИК не оказывает повреждающего воздействия на следующие материалы: нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиамид, твердый и мягкий полихлорвинил, тефлон, витон, силикон, латекс, резина и др.

Средство хорошо смачивает поверхности.

АНИОСПРЕЙ КВИК не предназначен для дезинфекции поверхностей, покрытых спиртовыми лаками, объектов, которые изготовлены из акрилового стекла (плексиглас), нитрильного каучука и других материалов, чувствительных к воздействию спиртов.

Упаковки

- ① Пластиковый флакон на 1 л, распылитель.
- ② Пластиковая канистра на 5 л.



Срок годности средства – 3 года.

DE3·АНТ

Эксклюзивный импортер продукции фирмы «Лаборатории АНИОС» в Украину -
ООО «ДЕЗАНТ», тел./факс: (044) 249-93-70, e-mail: des_ant@ukr.net